

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Zkumavky centrifugační > Zkumavka centrifugační, typ Falcon, samostatně stojící, PP

Zkumavka centrifugační, typ Falcon, samostatně stojící, PP

Materiál: PP

- objem: 50 ml
- sterilní i nesterilní provedení
- kónické dno se "stojánkem"
- materiál: průhledný čirý nebo hnědý (amber) PP
- šroubový uzávěr (PE) s rýhováním pro lepší manipulaci
- bílá graduace (po 2,5 ml)
- bílá ploška na popis
- max. RCF: 6000 x g
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány v hromadném balení v sáčku po 50 kusech nebo jednotlivě balené s certifikací bez nukleáz a pyrogenů, s označením šarže, data výroby i spotřeby (jde o variantu sterilní/gamma záření)



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [stojany na zkumavky typu Falcon](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

Číré centrifugační zkumavky o objemu 50 ml, rozměry (průměr x délka) 30 x 120 mm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 802 005	Čirá	50	Nesterilní	Hromadné balení v sáčku	50	Skladem, do 1 týdne	460 Kč
130 067 802 009	Čirá	50	Sterilní (aseptická)	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	500 Kč
130 067 802 006	Čirá	50	Sterilní/gamma záření	Jednotlivě baleno	50	4-6 týdnů	833 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hnědé centrifugační zkumavky o objemu 50 ml, rozměry (průměr x délka) 30 x 120 mm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 812 005	Hnědá	50	Nesterilní	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	548 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 812 009	Hnědá	50	Sterilní (aseptická)	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	633 Kč
130 067 812 006	Hnědá	50	Sterilní/gamma záření	Jednotlivě baleno	50	4-6 týdnů	1 005 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.