

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Zkumavky kryoskopické > Zkumavka kryoskopická s vnějším závitem, PP

## Zkumavka kryoskopická s vnějším závitem, PP

Materiál: PP Výrobci a značky: Ratiolab

Kryozkumavky jsou vhodné pro skladování a konzervaci tkáňových kultur a biologických vzorků (např. séra, krev, sperma) v teplotách až do -190 °C v plynné bází tekutého dusíku nebo v mrazicích boxech.



- objem: 1,2, 2, 3, 4 a 5 ml
- materiál: průsvitný PP (certifikováno – bez pyrogenů, DNáz, DNA, ATP a inhibitorů PCR)
- sterilní (sterilizováno β-zářením)
- vnitřní kónické dno pro úplné vyprázdnění
- bílá graduace, ploška na popis
- samostatně stojící
- autoklávatelná při 121 °C (20 minut)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): barevné rozlišovače, stojany, papírové kryoboxy, kryoboxy z PP a kryoboxy z PC, samolepicí popisovací štítky
- **informace k dodávce:** kryozkumavky jsou balené po 50 ks v PE sáčcích (celkové množství k objednání je 1000 ks, tj. 20x 50 ks)

### Kryoskopické zkumavky s vnějším závitem

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 110 112	Kryozkumavka	1,2	12,3	41	1000	3-4 týdny	5 624 Kč
331 095 110 122	Kryozkumavka	2	12,3	47	1000	Delší termín	5 624 Kč
331 095 110 130	Kryozkumavka	3	12,3	71	1000	3-4 týdny	6 254 Kč
331 095 110 140	Kryozkumavka	4	12,3	75	1000	3-4 týdny	6 887 Kč
331 095 110 150	Kryozkumavka	5	12,3	90	1000	3-4 týdny	7 838 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Barevné rozlišovače na uzávěry

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 110 001	Rozlišovač na uzávěr	Bílá	1000	3-4 týdny	602 Kč
331 095 110 002	Rozlišovač na uzávěr	Červená	1000	3-4 týdny	602 Kč
331 095 110 003	Rozlišovač na uzávěr	Modrá	1000	3-4 týdny	602 Kč

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 110 004	Rozlišovač na uzávěr	Zelená	1000	3-4 týdny	602 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Stojan na kryozkumavky, rozměry 220 x 100 x 30 mm, protiskluzové nožičky, materiál PP**

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 300 200	Stojan pro 40 ks kryozkumavek o průměru 12,5 mm, uzamykací systém na dně každé pozice, PP	Červená	5	3-4 týdny	1 004 Kč
331 095 300 100	Stojan pro 40 ks kryozkumavek o průměru 12,5 mm, uzamykací systém na dně každé pozice, PP	Modrá	5	3-4 týdny	1 004 Kč
331 095 300 400	Stojan pro 40 ks kryozkumavek o průměru 12,5 mm, uzamykací systém na dně každé pozice, PP	Zelená	5	3-4 týdny	1 004 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*