

Zkumavka kultivační s kulatým dnem a šroubovacím uzávěrem

Materiál: Borosilikátové sklo 5.1

Výrobci a značky: Marienfeld

- objem: 8, 16 nebo 20 ml
- rozměry: 13 x 100, 16 x 125 nebo 16 x 150 mm
- síla stěny: 1,0 - 1,1 mm
- závit 13-415 nebo 15-415
- černý šroubovací uzávěr, těsnicí vložka (Butyl/PTFE)
- bílá ploška na popis
- sterilizovatelná do 110 °C
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány v balení po 100 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr x výška [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 993 737 737	8	13 x 100	13-415	100	4-6 týdnů	5 323 Kč
634 993 737 852	16	16 x 125	15-415	100	4-6 týdnů	6 248 Kč
634 993 737 862	20	16 x 150	15-415	100	4-6 týdnů	6 747 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.