

ZKUMAVKY KRYOSKOPICKÉ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Zkumavky kryoskopické

Zkumavka kryoskopická s vnějším závitem, PP

Materiál: PP

Výrobci a značky: Ratiolab

Kryozkumavky jsou vhodné pro skladování a konzervaci tkáňových kultur a biologických vzorků (např. séra, krev, sperma) v teplotách až do -190 °C v plynné bázi tekutého dusíku nebo v mrazicích boxech.



- objem: 1,2, 2, 3, 4 a 5 ml
- materiál: průsvitný PP (certifikováno – bez pyrogenů, DNáz, DNA, ATP a inhibitorů PCR)
- sterilní (sterilizováno β-zářením)
- vnitřní kónické dno pro úplné vyprázdnění
- bílá graduace, ploška na popis
- samostatně stojící
- autoklávatelná při 121 °C (20 minut)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): barevné rozlišovače, stojany, papírové kryoboxy, kryoboxy z PP a kryoboxy z PC, samolepicí popisovací štítky
- **informace k dodávce:** kryozkumavky jsou balené po 50 ks v PE sáčcích (celkové množství k objednání je 1000 ks, tj. 20x 50 ks)

Kryoskopické zkumavky s vnějším závitem

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 110 112	Kryozkumavka	1,2	12,3	41	1000	3-4 týdny	5 624 Kč
331 095 110 122	Kryozkumavka	2	12,3	47	1000	Delší termín	5 624 Kč
331 095 110 130	Kryozkumavka	3	12,3	71	1000	3-4 týdny	6 254 Kč
331 095 110 140	Kryozkumavka	4	12,3	75	1000	3-4 týdny	6 887 Kč
331 095 110 150	Kryozkumavka	5	12,3	90	1000	3-4 týdny	7 838 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Barevné rozlišovače na uzávěry

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 110 001	Rozlišovač na uzávěr	Bílá	1000	3-4 týdny	602 Kč
331 095 110 002	Rozlišovač na uzávěr	Červená	1000	3-4 týdny	602 Kč
331 095 110 003	Rozlišovač na uzávěr	Modrá	1000	3-4 týdny	602 Kč

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 110 004	Rozlišovač na uzávěr	Zelená	1000	3-4 týdny	602 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na kryozkumavky, rozměry 220 x 100 x 30 mm, protiskluzové nožičky, materiál PP

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 300 200	Stojan pro 40 ks kryozkumavek o průměru 12,5 mm, uzamykací systém na dně každé pozice, PP	Červená	5	3-4 týdny	1 004 Kč
331 095 300 100	Stojan pro 40 ks kryozkumavek o průměru 12,5 mm, uzamykací systém na dně každé pozice, PP	Modrá	5	3-4 týdny	1 004 Kč
331 095 300 400	Stojan pro 40 ks kryozkumavek o průměru 12,5 mm, uzamykací systém na dně každé pozice, PP	Zelená	5	3-4 týdny	1 004 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zkumavka kryoskopická, vnější závit, uzávěr s těsněním, PP

Materiál: PP

Kryozkumavky jsou vhodné pro skladování a konzervaci tkáňových kultur a biologických vzorků (např. séra, krev, sperma) v plynné bází tekutého dusíku nebo v mrazicích boxech.



- objem: 2,0 a 5,0 ml
- materiál: **ultračistý PP (certifikováno - bez pyrogenů, DNáz a RNáz)**
- vyrobeno v čistých prostorách třídy 10.000
- **sterilní** (sterilizováno γ -zářením)
- vysoce leštěná vnitřní stěna (nízká retence kapaliny, minimální ztráty vzorku)
- lisovaná graduace, bílá ploška na popis
- samostatně stojící
- autoklávovatelné při 121 °C (20 minut)
- uzávěr se silikonovým těsněním a dutinkou pro vložení barevného rozlišovače (rozlišovače se objednávají samostatně)
- snadné otevírání i zavírání jednou rukou
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): barevné rozlišovače, kryoboxy a skladovací boxy
- **informace k dodávce:** kryozkumavky jsou dodávány v balení po 100 ks

Kryoskopické zkumavky s vnějším závitem a uzávěrem s těsněním

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 069 111 102	Kryozkumavka	2,0	11,90±0,1	48,00±1,00	100	4-6 týdnů	416 Kč
130 069 111 105	Kryozkumavka	5,0	11,90±0,1	88,00±1,00	100	4-6 týdnů	656 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Barevné rozlišovače na uzávěry

Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 069 115 001	Rozlišovač na uzávěr	Bílá	100	4-6 týdnů	25 Kč
130 069 115 002	Rozlišovač na uzávěr	Modrá	100	4-6 týdnů	25 Kč
130 069 115 003	Rozlišovač na uzávěr	Žlutá	100	4-6 týdnů	25 Kč
130 069 115 004	Rozlišovač na uzávěr	Červená	100	4-6 týdnů	25 Kč
130 069 115 005	Rozlišovač na uzávěr	Zelená	100	4-6 týdnů	25 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryoboxy pro zkumavky o objemu 2,0 a 5,0 ml, materiál PC, teplotní odolnost -196 až 121 °C

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 069 301 016	Kryobox s víkem pro 81 ks kryozkumavek o objemu 2,0 ml, alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků, PC	Zelená	4-6 týdnů	435 Kč
130 069 301 017	Kryobox s víkem pro 81 ks kryozkumavek o objemu 2,0 ml, alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků, PC	Fialová	4-6 týdnů	435 Kč
130 069 301 018	Kryobox s víkem pro 81 ks kryozkumavek o objemu 2,0 ml, alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků, PC	Růžová	4-6 týdnů	435 Kč
130 069 301 022	Kryobox s víkem pro 81 ks kryozkumavek o objemu 5,0 ml, alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků, PC	Modrá	4-6 týdnů	471 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Box s víkem pro kryozkumavky o objemu 2,0 ml, materiál PP, teplotní odolnost -20 až 121 °C, rozměry 141x151x53 mm

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 068 001 022	Box skladovací s víkem pro 100 ks kryozkumavek o objemu 2,0 ml, alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků, PP	Modrá	4-6 týdnů	252 Kč

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 068 001 027	Box skladovací s víkem pro 100 ks kryozkumavek o objemu 2,0 ml, alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků, PP	Fialová	4-6 týdnů	252 Kč
130 068 001 028	Box skladovací s víkem pro 100 ks kryozkumavek o objemu 2,0 ml, alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků, PP	Růžová	4-6 týdnů	252 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.