

## Zvedáček laboratorní hliníkový, Labsolute

- rozměry plošiny: 120 x 140 nebo 121 x 150 mm
- materiál: eloxovaný hliník
- maximální statické zatížení: 50 nebo 80 kg (dle velikosti plošiny)
- plynulé nastavení výšky pomocí ergonomicky tvarovaného kolečka (snadná obsluha)



Obj. číslo	Plošina [mm]	Výška zdvihu [mm]	Statické zatížení [kg]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 890	120 x 140	58 - 242	max. 50	Červená	1-2 týdny	2 049 Kč
130 647 696 891	121 x 150	78 - 278	max. 80	Zlatá	Delší termín	2 469 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*