

Zvedáček laboratorní

- rozměry plošiny: 100 x 100, 160 x 130, 200 x 200 a 240 x 240 mm
- materiál plošiny: hliník lakovaný práškovou barvou nebo chromniklová ocel 18/10
- nůžková konstrukce z chromniklové oceli 18/10
- maximální dynamické zatížení: 5 nebo 7 kg (dle velikosti plošiny)
- plynulé nastavení výšky pomocí ergonomicky tvarovaného kolečka (snadná obsluha)
- v souladu s DIN 12897



Zvedáček s hliníkovou plošinou

Obj. číslo	Plošina [mm]	Výška zdvihu [mm]	Dynamické zatížení [kg]	Statické zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 011 015	Hliníková, 100 x 100	55 - 120	max. 5	max. 10	2-3 týdny	4 462 Kč
397 210 011 020	Hliníková, 160 x 130	60 - 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	3 635 Kč
397 210 011 030	Hliníková, 200 x 200	60 - 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	4 206 Kč
397 210 011 040	Hliníková, 240 x 240	60 - 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	4 773 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zvedáček s nerezovou plošinou

Obj. číslo	Plošina [mm]	Výška zdvihu [mm]	Dynamické zatížení [kg]	Statické zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 011 115	Nerezová, 100 x 100	55 - 120	max. 5	max. 10	2-3 týdny	4 469 Kč
397 210 011 120	Nerezová, 160 x 130	60 - 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	4 612 Kč
397 210 011 130	Nerezová, 200 x 200	60 - 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	5 547 Kč
397 210 011 140	Nerezová, 240 x 240	60 - 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	5 922 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.