

Zvedáček laboratorní, Plošina [mm]: Hliníková, 100 x 100, Výška zdvihu [mm]: 55 - 120, Dynamické zatížení [kg]: max. 5

- rozměry plošiny: 100 x 100, 160 x 130, 200 x 200 a 240 x 240 mm
- materiál plošiny: hliník lakovaný práškovou barvou nebo chromniklová ocel 18/10
- nůžková konstrukce z chromniklové oceli 18/10
- maximální dynamické zatížení: 5 nebo 7 kg (dle velikosti plošiny)
- plynulé nastavení výšky pomocí ergonomicky tvarovaného kolečka (snadná obsluha)
- v souladu s DIN 12897



Zvedáček s hliníkovou plošinou

Obj. číslo	Plošina [mm]	Výška zdvihu [mm]	Dynamické zatížení [kg]	Statické zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 011 015	Hliníková, 100 x 100	55 – 120	max. 5	max. 10	2-3 týdny	4 374 Kč
397 210 011 020	Hliníková, 160 x 130	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	3 563 Kč
397 210 011 030	Hliníková, 200 x 200	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	4 123 Kč
397 210 011 040	Hliníková, 240 x 240	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	4 680 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zvedáček s nerezovou plošinou

Obj. číslo	Plošina [mm]	Výška zdvihu [mm]	Dynamické zatížení [kg]	Statické zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 011 115	Nerezová, 100 x 100	55 – 120	max. 5	max. 10	2-3 týdny	4 381 Kč
397 210 011 120	Nerezová, 160 x 130	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	4 522 Kč
397 210 011 130	Nerezová, 200 x 200	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	5 438 Kč
397 210 011 140	Nerezová, 240 x 240	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	5 806 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.